

|                           |      |  |     |    |         |
|---------------------------|------|--|-----|----|---------|
| サイトケラチン 18 フラグメント(CK-18F) |      |  |     |    | 7009200 |
|                           |      |  |     |    | 担当部署    |
| CK-18F                    |      |  |     |    | 外注      |
| <b>検査オーダー</b>             |      |  |     |    |         |
| 患者同意に関する要求事項              |      | 特記事項なし                                       |     |    |         |
| オーダーリング手順                 | 1    | 電子カルテ→指示①→検査→*2.分野別→免疫・自己抗体→                 |     |    |         |
|                           | 2    |  |     |    |         |
|                           | 3    |  |     |    |         |
|                           | 4    |  |     |    |         |
|                           | 5    |  |     |    |         |
| 検査に影響する臨床情報               |      | 該当なし   |     |    |         |
| 検査受付時間                    |      | 8 : 15 ~ 16 : 00                             |     |    |         |
| <b>検体採取・搬送・保存</b>         |      |  |     |    |         |
| 患者の事前準備事項                 |      | 特記事項なし                                       |     |    |         |
| 検体採取の特別なタイミング             |      | 特記事項なし                                       |     |    |         |
| 検体の種類                     | 採取管名 | 内容物  | 採取量 | 単位 |         |
| 1                         | 全血   | 10 青   | 分離剤 | 8  | mL      |
| 2                         | -    | -  | -   | -  | -       |
| 3                         | -    | -  | -   | -  | -       |
| 4                         | -    | -  | -   | -  | -       |
| 5                         | -    | -  | -   | -  | -       |
| 6                         | -    | -  | -   | -  | -       |
| 7                         | -    | -  | -   | -  | -       |
| 8                         | -    | -  | -   | -  | -       |
| 検体搬送条件                    |      | 室温   |     |    |         |
| 検体受入不可基準                  |      | 1)採取容器違いの検体<br>2)バーコードラベルの貼られていない検体<br>5)固形物 |     |    |         |
| 保管検体の保存期間                 |      | 検査委託先で 2 週間                                  |     |    |         |
| <b>検査結果・報告</b>            |      |  |     |    |         |
| 検査室の所在地                   |      | 株式会社 BML 総合研究所                               |     |    |         |

|          |      |                       |      |      |      |
|----------|------|-----------------------|------|------|------|
|          |      | 350-1101 川越市的場 1361-1 |      |      |      |
| 測定時間     |      | 3～9 日                 |      |      |      |
| 生物学的基準範囲 |      | 設定根拠については外注検査室に問合せ    |      |      |      |
| 臨床判断値    |      | 設定根拠については外注検査室に問合せ    |      |      |      |
| 基準値      |      |                       |      |      | 単位   |
| 共通低値     | 共通高値 | 男性低値                  | 男性高値 | 女性低値 | 女性高値 |
|          | 260  |                       |      |      |      |
| パニック値    | 高値   | 該当なし                  |      |      |      |
|          | 低値   | 該当なし                  |      |      |      |
| 生理的変動要因  |      | 該当なし                  |      |      |      |
| 臨床的意義    |      | 外注項目の為省略              |      |      |      |